



C-CELIA PRODUKTÜBERSICHT

Verbessern Sie mit dem C-Celia Simulationssystem für Kaiserschnittgeburten das Training geburtshilflicher Notfallmaßnahmen. Mithilfe der nachstehenden Tabelle finden Sie die für Ihre Ausbildungsanforderungen passende Ausstattung.



C-CELIA: VOLLSTÄNDIGES TRAININGSSYSTEM FÜR KAISERSCHNITTGEBURTEN

	Vollständige Kaiserschnittgeburt	Extraktion des Fötus bei Kaiserschnittgeburten	Schnitt- und Nahtverschluss-Training für Kaiserschnitte	Kontrolle postpartaler Blutungen (PPH)	Nothysterektomie bei Kaiserschnitten
Produktnummer	1021391	1021386	1021392	1021387	1021389
Sectio-Geburtsphase:	Schwangeres Abdomen, vor Sectio	Offenes Abdomen mit quer (transversal) geführtem Unterbauchschnitt	Offenes Abdomen mit Einlagen für vor und nach Sectio	Offenes Abdomen nach Kaiserschnittentbindung	Offenes Abdomen nach Kaiserschnittentbindung
Geburtshilfliche Merkmale:	<p>Notkaiserschnitt mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vollständigem quer (transversal) geführtem Unterbauchschnitt (Pfannenstielschnitt) • Längs geführtem Notkaiserschnitt (vom Bauchnabel bis zur Schambeinfuge verlaufend) <p>Kaiserschnitt durch Bauchwand und Uterus mit Schnitten durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bauchwand • Muskel • Faszie • Linea alba • Uterus • Fruchtblase 	<p>Schwierige Kaiserschnitt-Manöver:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manuelle Entbindung mit Fundusdruck • Vakuumgestützte Extraktion • Extraktion mit Geburtszange 	<p>Üben von Schnitten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bauchschnitte • Uterusschnitte <p>Üben des Nahtverschlusses:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verschluss des Uterus- und Bauchschnitts 	<p>Kontrolle postpartaler Blutungen (PPH) nach Kaiserschnittgeburten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reparatur von komplexen Risswunden und Verletzungen der Arteria uterina • Unterstützt Techniken zur Blutungskontrolle einschließlich Bakri-Katheter, B-Lynch-Naht, Hayman-Naht und O'Leary-Technik • Operative PPH-Kontrolle: Uterus-Kompressionsnähte, Ligatur der Arteria uterina, Ligatur der Arteria iliaca interna • Nichtoperative PPH-Kontrolle: Uterus-/Fundusmassage, beidhändige Uterusmassage, Uterusverband, Uterustamponade, externe Aortenkompression 	<p>Hysterektomie nach Geburt und Kaiserschnitt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Blutungskontrolle • Abklemmen und Trennen der Arteria uterina • Operative Entfernung des Uterus
Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Im Lieferumfang enthalten: reife und Zwillingssäuglinge mit Nabelschnur und Plazenta • Integriertes Druckschmiernsystem • Simuliertes Fruchtwasser 	<ul style="list-style-type: none"> • Im Lieferumfang enthalten: reife und Zwillingssäuglinge mit Nabelschnur und Plazenta • Integriertes Druckschmiernsystem 	<ul style="list-style-type: none"> • Schwangeres Abdomen und Uteruseinlage für das Üben von Schnitten • Flaches Abdomen und leere Uteruseinlage für das Üben von Gewebereparaturen 	<ul style="list-style-type: none"> • Integriertes Blutungs- und Druckschmiernsystem 	<ul style="list-style-type: none"> • Enthält Uterus, Blase, Harnleiter und detaillierte Darstellungen der Uterusarterien • Integriertes Blutungs- und Druckschmiernsystem
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> • Kaiserschnitt-Simulator mit schwangerem Abdomen • 5 Einlagen für Uterusschnitte • Reife Säuglingspuppe: 2,85 kg (6,3 lb) • Zwillingssäuglinge von 1,87 kg (4,12 lb) • Reparaturset: Fruchtblase, Kleber, damit jeder Uterus 5 Mal repariert und wiederverwendet werden kann (insg. 25 Einsätze) • 13 Abdominaleinlagen • Gleitmittel 	<ul style="list-style-type: none"> • Kaiserschnitt-Simulator mit offenem Abdomen und Uterus • Reife Säuglingspuppe: 2,85 kg (6,3 lb) • Zwillingssäuglinge von 1,87 kg (4,12 lb) • Gleitmittel 	<ul style="list-style-type: none"> • Schwangeres Abdomen und Uterus • Flaches Abdomen und leerer Uterus • 50 Abdominaleinlagen • 50 Uteruseinlagen • 50 Fruchtblasen 	<ul style="list-style-type: none"> • Simulator mit offenem Abdomen (nach Kaiserschnitt) • 2 mehrfach verwendbare Uteri • Gleitmittel • Kunstblut 	<ul style="list-style-type: none"> • Simulator mit offenem Abdomen (nach Kaiserschnitt) • 10 Uteri • Gleitmittel • Kunstblut

Für weitere Informationen, Videos und Produkthandbücher besuchen Sie 3bscientific.com.



3B Scientific

Operative Experience

3B Scientific GmbH • Rudorffweg 8 • 21031 Hamburg • Germany • 3bscientific.com

Phone: +49 40 73966-0 • Fax: +49 40 73966-100 • E-mail: info@3bscientific.com