

RealMom	
Vaginale Entbindung 1021404	+ Weiblicher Ganzkörpersimulator + reifer Säugling + Tablet für den Instruktor + Monitor zur Patientenüberwachung
C-Celia	
Extraktion des Fötus 1021386	+ Simulator für offenes Abdomen und Uterus + 1 großer Fötus und 1 Set Zwillingenföten + Geeignet für unzählige Entbindungen
Kaiserschnitt-Fertigkeiten 1021392	+ Simulator zur Reparatur abdominaler und uteriner Schnitte + Schwangeres Abdomen und Uterus + Flaches Abdomen und leerer Uterus + 50 Abdominal- und 50 Uteruseinlagen mit Fruchtblasen
Kaiserschnitt-Entbindung 1021391	+ Simulator für das schwangere Abdomen mit Blutung und Blutdruck sowie Schmiersystem + 5 beladbare Uteri + 13 Abdominaleinlagen + 1 großer Fötus und 1 Set Zwillingenföten
Postpartale Blutungen 1021387	+ Simulator für offenes Abdomen mit Blutung und Blutdruck sowie Schmiersystem + 2 mehrfach verwendbare Uteri
Notfall-Hysterektomie 1021389	+ Simulator für offenes Abdomen mit Blutung und Blutdruck sowie Schmiersystem + Uterus, Blase, Harnleiter und detaillierte Darstellungen der Uterusarterien

Verfügbare Ersatzteile

- Einlagen für Uteruseinschnitte für den Kaiserschnitt-Trainer
1021393
- Abdominal- und Reparaturoinlagen (jede für zwei Einschnitte und zwei Reparaturen)
1021394
- Ersatz-Uteri Notfall-Hysterektomie
1021390
- Ersatz-Abdominaleinlage und schwangerer Uterus
1021396

WEHEN UND ENTBINDUNG



Weltweit das einzige Komplettpaket für Wehen und Entbindung

Wir stellen vor: Die erste integrierte Lösung für das Wehen- und Entbindungs-Training, mit einem **Komplettpaket von Simulatoren**, die es erlauben, in die **Operationsituation einzutauchen** und **selbst Hand anzulegen** bei Entbindungen, Kaiserschnitten und geburtshilflichen Notfallmaßnahmen.



Das Komplettpaket „Wehen und Entbindung“ von Operative Experience.

Endlich gibt es eine vollständige und integrierte Lösung für das Training der gesamten medizinischen Versorgungskette rund um Wehen und Entbindung.

Verabschieden Sie sich von der alten und unzuverlässigen Plastikpuppen-Technologie und entdecken Sie eine realitätsnahe Simulation. Simulatoren von OEI erlauben es, in die Operationssituation einzutauchen und bieten eine unglaublich genaue Anatomie, die sich echt anfühlt und durch realistische Körperflüssigkeiten und Blut ergänzt wird. Die Simulatoren sind explizit dafür entwickelt, den Lernenden eine aufregende und reale Operationserfahrung zu bieten.

Überdies gibt es mit OEI kein kompliziertes Programmieren oder Setup und damit keine Ausfallzeiten des Simulators – denn unsere Produkte funktionieren einfach.

RealMom™



Vaginale Entbindung

Der natürlichste und realistischste Simulator für die vaginale Entbindung.

- + spontane Geburt mit aktivem Weichteilgewebe-Geburtskanal
- + Realistische und detailgenaue innere Anatomie aus Weichteilgewebe
- + Weiblicher Ganzkörpersimulator mit reifem Säugling, unübertroffen realistisches und lebensechtes Aussehen
- + Volles Spektrum der Entbindungsszenarien, einschließlich Geburtszange und Saugglocke
- + Kontrolle postpartaler Blutungen
- + Instruktorgesteuerte Erweiterung und Entbindungsfortschritt
- + Physiologische Einstellung und Kontrolle der Herzfrequenz und des Pulses von Mutter und Kind, Herztöne des Kindes und Kontraktionen, Blutdruck und SPO₂

C-Celia™



Kaiserschnitt

Vollständiges Training für die Entbindung mittels Kaiserschnitt, erhältlich im Komplettpaket oder in selbstgewählter Konfiguration entsprechend Ihren Anforderungen.

- + Simulator für die Extraktion des Fötus – offenes Abdomen nach Kaiserschnitt erlaubt die Durchführung schwieriger Entbindungsmanöver einschl. Unterstützung durch Geburtszange oder Saugglocke
- + Kaiserschnitt-Trainer – Reparatursimulator für Abdomen und Einschnitte, mit schwangerem Abdomen und Uterus zum Üben von Einschnitten und Gewebereparatur
- + Simulator für Notfall-Kaiserschnittentbindungen – schwangeres Abdomen mit der Möglichkeit für Quer- und Längsschnitte beim Notkaiserschnitt durch die Bauchdecke und den Uterus mit Säugling, Plazenta und unter Druck stehendes Schmiersystem mit simuliertem Fruchtwasser



Postpartale Blutungen

Simulator für offenes Abdomen zum Üben von Techniken zur Blutungskontrolle.

- + Trainer für die Kontrolle postpartaler Blutungen mit integriertem Blutdruck und Blutung sowie Schmiersystem für die Reparatur von komplexen Risswunden und Verletzungen der Uterusarterien
- + Offenes Abdomen mit leerem, langlebigem, mehrfach verwendbarem Uterus ermöglicht Dutzende von Verfahren bevor der Uterus ersetzt werden muss
- + Unterstützt Techniken zur Blutungskontrolle einschließlich Bakri-Katheter, B-Lynch-Naht, Hayman-Naht und O'Leary-Technik



Notfall-Hysterektomie

Das Training für die postpartale Hysterektomie sowie für die Hysterektomie im Rahmen eines Kaiserschnittes umfasst die Blutungskontrolle und die operative Entfernung des Uterus.

- + Offenes Abdomen mit Blutung und integrierter Schmierung beinhaltet langlebige, schlaffe Bauchwandinlage; teilweise kontrahierten Uterus, kann befestigt werden
- + Das Modell enthält Uterus, Blase, Harnleiter und detaillierte Darstellungen der Uterusarterien