

ÜBUNGSPUPPE FÜR DIE TAKTISCHE WUNDVERSORGUNG (TACTICAL HEMORRHAGE CONTROL TRAINER)


Die Übungspuppe für die taktische Wundversorgung ist eine Attrappe in voller Körpergröße mit Fernsteuerungsfunktion, die auf die Bedürfnisse von Polizei und Ersthelfern zugeschnitten ist und das Training von taktischen medizinischen Einsätzen vor Ort ermöglicht. Die Attrappe ist äußerst realistisch und voll beweglich und damit ideal geeignet, um Traumaverletzungen, die aufgrund von Katastrophen, Schusswechsellern oder terroristischen Vorfällen entstehen können, schnell zu beurteilen und zu versorgen.

1021644

Ganzkörperpuppe

- Anatomisch realistisches Weichteilgewebe
- Widerstandsfähig und wasserabweisend
- Ferngesteuerte Spritzblutung
- Multiple Verletzungen durch Schusswunden, Stichwunden und Quetschverletzungen


Schnelle Beurteilung

- Intubation und Atmung
- Oral und nasal
- Blutungen
- Pulse

Atemwegsmanagement

- Oropharyngeale und nasopharyngeale Intubation
- Thoraxentlastungspunktion mit Nadel (medioklavikuläre Linie/ mittlere Axillarlinie)
- Pneumothoraxventil


Stillen von Blutungen

- Schusswunde in der Brust mit Austrittswunde
- Anwendung von Junctional Tourniquet und Standard-Tourniquet
- Wundauflagen