




BASICBilly+ CPR Feedback:

- Kompressionstiefe
- Kompressionsrate
- Vollständige Brustfreisetzung (Rückprall)
- Angemessenes Beatmungsvolumen
- Hands-off-Zeit




CPR TRAINING BASICBilly+

Der neue Basic Life Support-Simulator BASICBilly+ – ab sofort mit **direktem CPR-Feedback Upgrade-Kit**, das Studenten und Ausbildern ermöglicht, die Wiederbelebung (CPR) mit den kostenlosen, präzisen und benutzerfreundlichen mobilen Apps von **heartisense®** effektiv zu trainieren.

Diese hochwertige und wirtschaftliche **AHA-konforme Trainingspuppe** ist eine Komplettlösung zum Trainieren, Überwachen, Analysieren und Nachbesprechen der CPR-Leistung. Die Trainingspuppe stellt über einen starken und zuverlässigen **Bluetooth-Anschluss** eine Verbindung her, die Einrichtung einer WLAN-Verbindung ist nicht erforderlich.

Die Ausbilder-App bietet eine **detaillierte Leistungsbeurteilung von bis zu 6 Trainingspuppen gleichzeitig**, während die Kursteilnehmer-App es den Kursteilnehmern ermöglicht, ihre CPR-Leistung direkt zu sehen und zu überwachen.


➤ DIE WIRTSCHAFTLICHE UND ZUVERLÄSSIGE CPR-AUSBILDUNGSPUPPE: AHA KONFORM MIT DIREKTEM FEEDBACK



*Intuitive **Kursteilnehmer-App** mit Feedback überwacht und analysiert die Verbesserung der Leistung*



*Die Ergebnisse der Kurs-**teilnehmer** können gespeichert werden und bieten eine **umfassende Auswertungsfunktion***



***Ausbilder-App** kann bis zu **6 Kursteilnehmer** gleichzeitig überwachen*

Funktionen der CPR-App (mit Upgrade-Kit):

- Bietet eine Gesamtbewertung und Verbesserungspunkte während der CPR
- Direktes (Echtzeit) und zusammenfassendes CPR-Feedback für Kursteilnehmer
- Speichern der Kursteilnehmerergebnisse zu Überprüfungs Zwecken
- Exportieren oder Weiterleiten der Kursteilnehmerergebnisse/Zertifikate als PDF-Datei
- Ausbilder kann bis zu 6 Trainingspuppen gleichzeitig überwachen
- CPR-Analyse für eine detaillierte Auswertung durch den Ausbilder
- Einfaches Wechseln von konventionellem CPR-Training zu CPR-Einstellungen „nur Kompression“



BASICBilly+

enthält eine Trainingspuppe und ein Upgrade-Kit

Helle Hautfarbe: 8000951

Dunkle Hautfarbe: 8000953



Sie besitzen bereits eine BASICBilly Trainingspuppe?

Erwerben Sie das Upgrade-Kit, um Ihre Trainingspuppe mit den von der AHA geforderten direkten Feedback-Funktionen auszustatten. Die Hardware des Upgrade-Kits für alle BASICBilly Erste-Hilfe-Trainingspuppen (BLS) kann einfach installiert werden, die Apps stehen in Ihrem App-Store zum Herunterladen bereit.

Lieferumfang von BASICBilly+ Upgrade-Kit:

- Erweiterungs-Kit mit angebrachtem Beatmungssensor
 - Lungenbeutel mit Halter für Beatmungssensor
 - Farbige ID-Aufkleber
 - Installationsanleitung
 - Benötigt 2 „AA“-Batterien, die nicht im Lieferumfang enthalten sind.
- 1022626**



WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE ONLINE AUF 3BSCIENTIFIC.COM



3B Scientific GmbH • Heidelberger Straße 26 • 01189 Dresden • Germany • 3bscientific.com

Telefon: +49 351 40390-0 • **Fax:** +49 351 40390-543 • **E-mail:** vertrieb@3bscientific.com